

NEOSLEEP

Guía de uso

La aplicación NeoSleep para médicos

Edición 7 de octubre de 2026



The image shows a mockup of the NeoSleep login portal. It features a dark teal background with a large, rounded rectangle representing a mobile device. Inside the device, the NeoSleep logo is at the top. Below it, the word 'Portal' is centered. There are two input fields: one for the email address, labeled '@ Correo electrónico', and one for the password, labeled 'Contraseña' with a lock icon and a toggle eye icon. Below the password field is a checkbox labeled 'Recordarme' which is checked. At the bottom of the form is a large teal button labeled 'Iniciar sesión'. Below the button is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'.

NEOSLEEP

Portal

@ Correo electrónico

Contraseña

☒ Recordarme

Iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

Contenido

01

Acceso

Inicia sesión, mantén tu sesión abierta y recupera el acceso si olvidas tu contraseña.

02

Pacientes

Agrega un paciente, registra la polisomnografía, agenda citas y completa el expediente.

03

Solicitud de dispositivo (DAM)

Solicita el dispositivo de avance mandibular y sigue su estado hasta la entrega.

04

Calendario

Tus citas por día, semana y mes.

05

Panel

Lo que te espera hoy, de un vistazo.

06

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a las dudas más comunes.

CAPÍTULO 1

Acceso

Inicia sesión, mantén tu sesión abierta y recupera el acceso si olvidas tu contraseña.

ACCESO

Iniciar sesión

Abre la dirección de la aplicación en tu navegador.
NeoSleep creó tu cuenta: usa el correo con el que recibiste la invitación.

- 1 Escribe tu correo electrónico.
- 2 Escribe tu contraseña. El ícono del ojo muestra lo que escribiste.
- 3 Deja marcado «Recordarme» en tu propio dispositivo para no iniciar sesión cada día. Desmárcalo en una computadora compartida.
- 4 Toca «Iniciar sesión».

Consejo: agrega la aplicación a la pantalla de inicio de tu teléfono desde el menú del navegador («Agregar a pantalla de inicio»).

The image shows a login interface for NeoSleep. At the top, the 'NEOSLEEP' logo is displayed. Below it, the word 'Portal' is centered. The interface contains four numbered steps: 1. A text input field for 'Correo electrónico' with an '@' icon. 2. A text input field for 'Contraseña' with a lock icon and a toggle eye icon. 3. A checkbox labeled 'Recordarme' which is checked. 4. A large green button labeled 'Iniciar sesión'. Below the button is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'. The background of the interface is a teal color with abstract white and light green patterns.

¿Olvidaste tu contraseña?

En la pantalla de inicio de sesión toca «¿Olvidaste tu contraseña?».

- 1 Escribe el correo de tu cuenta.
- 2 Toca «Enviar enlace de restablecimiento». En unos minutos recibirás un correo con un enlace.

¿No llegó el correo? Revisa la carpeta de spam. Por seguridad, la aplicación no indica si el correo existe.



ACCESO

Establece una nueva contraseña

El enlace del correo abre esta pantalla. Es válido por 1 hora y funciona una sola vez.

- 1 Escribe la nueva contraseña.
- 2 Escríbela de nuevo para confirmarla.
- 3 Guárdala. A partir de ahora inicia sesión con la nueva contraseña.

¿El enlace caducó? Solicita uno nuevo desde «¿Olvidaste tu contraseña?».

← Establece una nueva contraseña

Elige una nueva contraseña para tu cuenta.

- 1 Nueva contraseña
- 2 Confirmar nueva contraseña
- 3 **Actualizar contraseña**

PWA
Versión 1.0.0

CAPÍTULO 2

Pacientes

Agrega un paciente, registra la polisomnografía, agenda citas y completa el expediente.

PACIENTES

Tus pacientes

«Pacientes» en el menú lista los pacientes asignados a ti. Cada fila muestra sus documentos, estudios y el siguiente paso.

- 1

Busca por nombre.
- 2

Agrega un paciente nuevo.
- 3

Abre el expediente tocando el nombre.
- 4

El botón de «Siguiente paso» te lleva directo a lo que falta: el QR del paciente o el seguimiento del dispositivo.



Pacientes

4 pacientes

1

Q

Buscar

2

+

NOMBRE	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	DOCUMENTOS	ESTUDIOS	SIGUIENTE PASO
TP Tester Patient-1 F · 47 años	5/10/2026 hoy	CI HC	PSG	Pendientes del paciente: 3 CI · AM · SB 3
TP Tester Patient-M · 58 años	5/10/2026 hoy	CI HC	PSG	Pendientes del paciente: 3 CI · AM · SB 3
TP Tester Patient-3 F · 41 años	5/10/2026 hoy	CI HC	PSG	Seguimiento del dispositi Pedido 4
TP Tester Patient-4 M · 54 años	5/10/2026 hoy	CI HC	PSG	Pendientes del paciente: 3 CI · AM · SB 3

Agregar un paciente

Toca + en la lista de pacientes. El panel de la izquierda se llena mientras escribes.

- 1 Nombre y apellido.
- 2 Sexo.
- 3 Fecha de nacimiento.
- 4 Correo y teléfono: ahí el paciente recibe sus formularios y los recordatorios de cita.
- 5 Toca «Añadir paciente».

Para guardar solo necesitas el nombre. Completa lo demás después con el lápiz del expediente.

TP

Tester Patient-5

SEXO

Femenino

EDAD

NAC.

ESTADO

Activo

Identidad

Contacto

Clínico

Añadir paciente

Identidad

Título

1

Tester

Apellido

Patient-5

2

♀ Femenino

♂ Masculino

3

Fecha de nacimiento

Contacto

Correo electrónico

4

@ tester.patient5@example.com

Teléfono

+52

55 1234 5605

Clínico

IAH basal

+

Talla (cm)

155

+

Usa CPAP

No — toca si el paciente usa CPAP

Cance

5

Añadir paciente

NEOSLEEP NeoSleep · Guía de uso · Pacientes

9 / 25

El expediente del paciente

Todo sobre un paciente en una sola pantalla.

- 1 Pestañas: Detalles, Notas, Documentos, Estudios, Dispositivo e Historial.
- 2 «Siguiente paso» te dice qué está pendiente y te ofrece la acción para resolverlo.
- 3 «Documentos y estudios» muestra qué tan completo está el expediente.
- 4 Agenda una cita (ícono de calendario). El lápiz de al lado edita los datos del paciente.

The screenshot shows the patient record for 'Tester Patient-2', a 58-year-old male born on 30/9/1968. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Detalles', 'Notas', 'Documentos', 'Estudios', 'Dispositivo', and 'Historial'. A sidebar on the right contains a 'SIGUIENTE PASO' section with 'Pendientes del paciente: 3' (Consentimiento informado, Antecedentes mé...), a 'QR para el paciente' button, and a 'DOCUMENTOS Y ESTUDIOS' section showing '1 de 7 completados' with progress bars for 'Consentimiento informado', 'Historia clínica · 0/4', and 'Polisomnografía'. The main content area displays a 'CLÍNICO' table with rows for 'IAH basal', 'Talla', 'Dispositivo CPAP', and 'Expediente médico'. A 'IAH · PSG 30 SEP' widget shows a value of 22.4 /h and SpO₂ 84 % · ODI 19.8. A bottom section is labeled 'Evaluación del ATM'. Numbered callouts 1-4 highlight the tabs, the 'SIGUIENTE PASO' section, the 'DOCUMENTOS Y ESTUDIOS' section, and the top right icons (calendar and edit) respectively.

Polisomnografía: registra los resultados

Imprescindible: sin polisomnografía no hay diagnóstico ni plan de tratamiento. En el expediente abre «Estudios» y toca «Llenar» en Polisomnografía.

- 1 Fecha del estudio (no puede ser futura).
- 2 Estado: de «Solicitado» a «Resultados recibidos» e «Interpretado».
- 3 Puntuación IAH, SpO2 mínima (%) e IDO del reporte.
- 4 Tu interpretación.
- 5 Toca «Guardar».

DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN

Polisomnografía: confirma el diagnóstico y su severidad.

Protocolo de atención, diapositiva 9 (AADSM Standards 2022)

Tester Patient-4

Agregar estudio de sueño ×

1 Fecha del estudio	2 Estado Solicitado
Tipo de estudio Polisomnografía	Número de serie del dispositivo
3 Puntuación IAH	SpO2 mínima (%)
IDO	
4 Interpretación del médico	
Cancel 5 Guardar	

Polisomnografía: el resultado

Al guardar, el estudio aparece en «Estudios» con sus valores y la severidad en la escala IAH.

- 1 Adjunta el reporte del laboratorio (PDF, JPG o PNG) con +. Adjuntado al estudio, el archivo lo completa.
- 2 La tarjeta del estudio: fecha, IAH, SpO2 mínima e IDO.
- 3 La severidad: <5 normal, 5–15 leve, 15–30 moderado, >30 severo.

Los criterios clínicos están en el Protocolo de atención, en Recursos.

PACIENTES >

TP

Tester Patient-2

Masculino · 58 años · nac. 30/9/1968

Detalles
Notas
Documentos
Estudios
Dispositivo
Historial

1 de 1 completados

1 +

RESULTADOS

2

Polisomnografía

NUEVO

completado el 29/09/2026

22.4 IAH ev/h

84 % SpO₂ mín.

19.8 ODI

SAOS MODERADO

3

<5

5–15 leve

15–30 moderado

>30 severo

SIGUIENTE PASO

Pendientes del paciente: 3

Consentimiento informado · Antecedentes mé...

QR para el paciente

Activo

Lorena Demo

DOCUMENTOS Y ESTUDIOS

Ver los 7 →

1 de 7 completados

Consentimiento informado

NEOSLEEP NeoSleep · Guía de uso · Pacientes

12 / 25

PACIENTES

Agendar una cita

En el expediente toca el ícono de calendario («Agendar cita»). El paciente y tú como médico ya están puestos.

- 1 Fecha.
- 2 Hora, en la zona horaria de tu clínica.
- 3 Duración.
- 4 Notas para la cita (opcional).
- 5 Toca «Agendar».

Si el paciente tiene correo, recibe una confirmación y un recordatorio, y puede confirmar o avisar que no podrá asistir. Su respuesta la ves en el Panel.

Tester Patient-4

sculir

ITA

o c

e mé

n de

Si

Pe

Co

Act

DC

0

ÚL

TP Agendar cita

Paciente

Tester Patient-4

Médico

Usted

1 Fecha 05/10/2026 2 Hora 13:00

3 Duración 60 min

4 Notas

Primera cita: valoración y estudio.

Horarios en la zona horaria de la clínica (GMT-6).


Cancel. 5 Agendar

QR para el paciente

El paciente llena sus propios formularios en su teléfono: consentimiento, antecedentes médicos y el cuestionario STOP-Bang. Toca «QR para el paciente» en el expediente.

- 1 Los formularios que incluye el QR: solo los que siguen pendientes.
- 2 El paciente escanea el código con la cámara de su teléfono.
- 3 «Copiar enlace» para enviarlo por mensaje.

El enlace funciona una sola vez y vence en 24 horas. Si venció, genera un QR nuevo.



Documentos: dónde llenar cada cosa

La pestaña «Documentos» reúne el consentimiento y la historia clínica. Lo completado lleva una palomita verde.

- 1 El avance: cuántos documentos están completos.
- 2 Consentimiento informado: por QR, impreso o subiendo el escaneo firmado.
- 3 Historia clínica en 4 secciones: Antecedentes, STOP-BANG, Exploración y ATM.
- 4 «Llenar» para completar tú una sección durante la cita.
- 5 Envía al paciente todo lo pendiente por correo (el enlace funciona 7 días).

Completo = todo marcado en «Documentos y estudios».

Detalles Notas **Documentos** Estudios Dispositivo Historial

1 0 de 6 completados

5  

CONSENTIMIENTO

2 **Consentimiento informado**
Pendiente

 QR  IMPRIMIR  SUBIR ARCHIVO

HISTORIA CLÍNICA

0 de 4 secciones completas  IMPRIMIR HISTORIA CLÍNICA

Cada pestaña es una sección. Imprimir las junta todas en un PDF.

☐ Antecedentes **3** ☒ STOP-BANG ☐ Exploración ☐ ATM

Antecedentes médicos
Pendiente

 **4**  LLENAR  IMPRIMIR  SUBIR ARCHIVO

CAPÍTULO 3

Solicitud de dispositivo (DAM)

Solicita el dispositivo de avance mandibular y sigue su estado hasta la entrega.

Solicitar el dispositivo (DAM)

En el expediente abre «Dispositivo» y toca +. La solicitud tiene 3 pasos.

- 1 Los pasos: configuración del tratamiento, registro dental (escaneos) y resumen.
- 2 Máxima retrusión (MR), en mm.
- 3 Máxima protrusión (MP), en mm.
- 4 El rango de avance mandibular se calcula solo.
- 5 Avanza con la flecha. En el resumen revisa todo y envía.

Si la dirección de tu clínica está incompleta, la solicitud lo indica arriba: contacta a NeoSleep para corregirla antes de pedir.

Nueva solicitud de dispositivo

1

1 Configuración del tratamiento

2 Registro dental

3 Resumen

Paso 1: Mediciones del paciente

Máxima retrusión (MR) ⓘ

2

-2

+

Máxima protrusión (MP)

3

8

+

4

Rango avance mandibular

10

Desviación de la línea media

En oclusión

Izquierda

-

0

+

Derecha

-

0

+

En protrusión (SP)

Izquierda

-

0

+

Derecha

-

0

+

Cancela

5

→

Seguimiento del pedido

En «Dispositivo» cada pedido muestra su número y dónde está. La lista de pacientes muestra lo mismo en «Siguiente paso».

- 1 El número del pedido.
- 2 «Pedido»: el laboratorio está fabricando el dispositivo.
- 3 «Recibido»: el dispositivo llegó y puedes agendar la cita de entrega.

El laboratorio da la fecha de entrega, normalmente unos 15 días después del registro dental (Protocolo de atención).

PACIENTES >

TP **Tester Patient-3**
Femenino · 41 años · nac. 22/1/1985

Detalles Notas Documentos Estudios **Dispositivo** Historial

PEDIDOS DEL DISPOSITIVO +

1

Dispositivo de avance mandibular · nº 100245

Pedido el 25/09/2026 · en el laboratorio

Creado
05/10

2

Pedido
25/09

3

Recibido

CAPÍTULO 4

Calendario

Tus citas por día, semana y mes.

CALENDARIO

Calendario

Todas tus citas, con el paciente y la hora.

- 1 Calendario del mes: toca un día para ir a él.
- 2 Cambia entre día, semana y mes.
- 3 «Hoy» te regresa al día actual.
- 4 Toca una cita para verla, moverla o cancelarla.
- 5 + agenda una cita nueva.

1

octubre de 2026<>

L	M	M	J	V	S	D
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

CALENDARIOS

☒ Citas2

☒ Eventos0

5 de octubre 2026

Día

2

3

Hoy

5

+

lun5

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

12:40

13:00

14:00

4

ster Patient-1

10:00-11:00 · Lorena Demo

12:40

13:00

12:30-13:15 · Lorena Demo

CAPÍTULO 5

Panel


Lo que te espera hoy, de un vistazo.

Panel

Tu pantalla de inicio: lo que te espera hoy.

- 1 Busca a cualquiera de tus pacientes.
- 2 Citas de hoy, estudios por interpretar, expedientes por completar y pacientes en tratamiento.
- 3 Tus pacientes por etapa, de nuevos a en tratamiento.
- 4 Próximas citas.
- 5 «Requiere tu acción»: resultados por interpretar, consentimientos sin firmar, pacientes que no podrán asistir.

El Panel se está activando cuenta por cuenta. Si aún no lo ves, la aplicación abre en «Pacientes».



CAPÍTULO 6

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a las dudas más comunes.

PREGUNTAS FRECUENTES

No me llega el correo para restablecer la contraseña.

Revisa spam. El enlace funciona 1 hora; pide uno nuevo desde «¿Olvidaste tu contraseña?». Si aun así no llega, contacta a NeoSleep.

No encuentro a un paciente.

Solo ves los pacientes asignados a ti. Busca por nombre o apellido y revisa que no haya un filtro activo.

El paciente dice que el QR no funciona.

El QR funciona una sola vez y durante 24 horas. Genera uno nuevo con «QR para el paciente» o usa «Copiar enlace» y envíalo por mensaje.

¿Puedo usar la aplicación en mi teléfono?

Sí, en el navegador. Agrégala a la pantalla de inicio para abrirla como una app.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde registro la polisomnografía?

En el expediente, pestaña «Estudios» → «Llenar» en Polisomnografía. Adjunta el reporte del laboratorio con «Subir archivo».

¿Dónde veo cómo va el pedido del dispositivo?

En el expediente, pestaña «Dispositivo», o en «Siguiendo paso» en la lista de pacientes.

La solicitud dice que la dirección de mi clínica está incompleta.

Contacta a NeoSleep: para entregar el dispositivo se necesitan la dirección, el código postal, el teléfono y el correo de la clínica.

¿El paciente se entera de la cita?

Sí, si tiene correo: recibe una confirmación y un recordatorio, y su respuesta aparece en el Panel.